

PLASMA EXERESI CON ELETTRICITÀ PLASMA CHIRURGIA

L'apparecchiatura medica al plasma emette un flusso di elettroni che ionizza il gas atmosferico formando un minuto fulmine che colpendo la cute ne provoca una sublimazione, cioè il passaggio dallo stato solido a gassoso. Permette l'**eliminazione di molti inestetismi cutanei** e di neoformazioni della pelle quali:

- Neoformazioni benigne cutanee (nevi dermici, fibromi penduli, ecc.)
- Cheratosi seborroiche
- Xantelasmi
- Rughe
- Esiti cicatriziali post-traumatici e post-acneici
- Cheloidi, cicatrici ipertrofiche
- Ma soprattutto cedimenti cutanei palpebrali ("Blefaroplastica non chirurgica" o Blefarolifting dinamico nano ablativo) superiori ed inferiori.

L'apparecchiatura viene utilizzata nell'ambito della "Soft Surgery" o Chirurgia nano-ablativa **senza nessun sanguinamento** e senza l'utilizzo di anestesia locale; solo nel trattamento delle aree più sensibili si precede il trattamento con l'applicazione di crema anestetica.

Funzionamento

A differenza di altre metodiche, questo medical device non brucia la cute, bensì la sublima per micro combustione senza trasmettere calore alla cute circostante: ciò rappresenta una garanzia poiché non ci sarà danno termico né il rischio di esiti cicatriziali e di pigmentazioni reattive post-trattamento.

Seduta

La seduta dura dai **20 ai 30 minuti**, ben tollerata per la minima dolorabilità, non determina effetti collaterali, se non un passeggero arrossamento ed edema, che vanno spontaneamente scomparendo nell'arco di 1-2 giorni. Dopo il trattamento, nella sede trattata, rimangono crosticine carboniose che si staccheranno spontaneamente nell'arco di 5-7 giorni (nel caso del viso) e di 12-15 giorni (nel caso del corpo). La sede trattata non va coperta con cerotti o garze, ma semplicemente disinfettata ed eventualmente nascosta con camouflage. Dopo lo spontaneo distacco della crosticina, l'area trattata

va protetta, per un adeguato periodo, con fondotinta o con schermo solare in crema SPF50+.

Il numero di sedute varia, per la singola patologia o inestetismo da trattare, da 1 a 3, distanziate di 30-45 giorni l'una dall'altra. Generalmente il risultato non richiede sedute di mantenimento; nel caso del "blefarolifting non chirurgico", può richiedere 1-2 sedute di ritocco negli anni successivi.

Tutto quello che c'è da sapere

In sintesi

Durata seduta	20-30 minuti
Numero di sedute	1-3 sedute
Cadenza	Ogni 30-45 giorni
Anestesia	Non necessaria
Risultati	Progressivi e di lunga durata

NEEDLE SHAPING MINILIFTING NON CHIRURGICO

La terapia di Needle Shaping rappresenta una delle più moderne terapie **anti-aging** utilizzate in medicina estetica e particolarmente richiesta da coloro che non vogliono ricorrere ad iniezioni di materiali estranei quali filler e botulino.

Il trattamento non iniettivo è indicato per:

- Rughe
- Solchi cutanei
- Cedimenti cutanei
- Labbra sottili
- Avvallamenti cicatriziali

Il trattamento

L'apparecchiatura, tramite un ago sottile che funge da micro-elettrodo ed in maniera indolore, una miscela di micro-correnti che, una volta trasmesse al tessuto dermico, innescano un processo di reclutamento e **neoformazione di fibre collagene** tali da creare un progressivo aumento volumetrico tissutale. Il processo di "bio-stimolazione" si traduce in un **progressivo riempimento** ma se il tessuto viene sottoposto ad uno stretching cioè ad un allungamento, crea una serie di ponti di sospensione dermica (fili virtuali) con un progressivo **effetto liftante** senza lasciare materiale nella pelle poiché l'ago monouso verrà rimosso.

Sedute e risultati

La seduta dura dai **20 ai 30 minuti**, è ben tollerata e non determina effetti collaterali, se non un leggero arrossamento ed edema (raramente ecchimosi) che vanno spontaneamente scomparendo nell'arco di un giorno.

Il **numero di sedute** varia da **3 a 4** a seconda dell'entità del disformismo da trattare distanziate di 21 l'una dall'altra. Generalmente il risultato si mantiene per anni, ma richiede una annuale seduta di mantenimento negli anni successivi al primo ciclo di trattamento.

Tutto quello che c'è da sapere

In sintesi

Durata seduta	20-30 minuti
Numero di sedute	3-4 sedute
Cadenza	Ogni 21giorni
Anestesia	Non necessaria
Risultati	Progressivi e di lunga durata

MIODULAZIONE DEL VISO CON FILLER AD ACIDO IALURONICO

La nuova frontiera della medicina estetica si basa **non più** sul trattamento della **singola ruga**, ma sul concetto di **dinamica della muscolatura del viso**, ovvero intervenire sull'**intera struttura del volto** con filler di acido

ialuronico di ultima generazione, nel rispetto della fisionomia, dell'**espressività**, e delle **emozioni** che ogni viso esprime.

La tecnica rivoluziona il concetto di ringiovanimento del volto, in cui il trattamento può essere modulato nel tempo a seconda delle zone del volto da trattare e dell'obiettivo che si vuole raggiungere.

Lo scopo del trattamento è di riportare il **viso alla sua miglior versione**, con un ringiovanimento semplice contrastando i muscoli depressori (della bocca) a favore di quelli che sostengono il triangolo della bellezza (gli zigomatici) Quindi in **punti precisi del viso**, si inietta il filler al fine di ottenere un effetto molto **preciso e naturale**, ricreando **l'architettura naturale e contrastando l'aspetto triste legato alla lassità del volto**.

La miomodulazione meccanica con filler cambia il modo di concepire il ringiovanimento del viso, **non aumenta i volumi ma modula i muscoli senza invasività e rischi**, in maniera graduale, naturale, donando un viso riposato e di lunga durata.

Tutto quello che c'è da sapere

In sintesi

Durata seduta	15 minuti
Numero di sedute	2 sedute
Cadenza	Ogni 6-8 mesi
Anestesia	Non necessaria
Risultati	Progressivi nelle prime 2 settimane